

설정 도구 하이돌프 교반 시스템

최적의 임펠러 선정 후 실험실에서 사용하는 실험 초자를 통해 최상의 혼합 결과물 제공

실험실 용기			
Ø 용기 (mm)	이상적인 임펠러 위치 (mm)	이상적인 높이 (mm)	이상적인 용량 (ml)
100	5	100	800
100	5	100	800
120	6	120	1,400
140	7	140	2,200
180	9	180	4,600
145 - 290	29 - 58	145 - 290	2,400 - 19,200
83 - 165	17 - 33	83 - 165	400 - 3,500
113 - 225	23 - 45	113 - 225	1,100 - 8,900
165 - 330	33 - 66	165 - 330	3,500 - 28,200
188 - 375	38 - 75	188 - 375	5,200 - 41,400
80 - 140	14 - 28	80 - 140	400 - 2,200
143 - 250	25 - 50	143 - 250	2,300 - 12,300
130	7	130	1,700
67	2	67	200
100 - 150	18	100 - 150	800 - 2,700
133 - 200	24	133 - 200	1,900 - 6,300
200 - 300	36	200 - 300	6,300 - 21,200

임펠러			
교반 도구	Ø 교반기 (stirrer) 샤프트 (mm)	Ø 교반도구 (agitator) (mm)	
블레이드 임펠러	BR 10	8	50 ¹
	BR 11	8	50 ¹
	BR 12	8	60 ¹
	BR 13	8	70 ¹
	BR 14	8	90 ¹
경사진 날과 등근형 임펠러	PR 30	8	58 ¹
	PR 31	8	33 ¹
	PR 32	8	45 ¹
	PR 33	8	66 ¹
	PR 39	8	75 ²
방사형 임펠러	TR 20	8	28 ¹
	TR 21	8	50 ¹
반달/갈고리(형) 임펠러	HR 18	8	65 ²
	AR 19	8	60 ²
VISCO JET®	VJ 60	10	60 ¹
	VJ 80 VJ 80 Crack	10 10	80 ^{1,3} 80 ¹
	VJ 120 VJ 120 Crack	10 10	120 ^{1,3} 120 ¹

완벽하게 설계된 교반 시스템은 균일한 혼합물을 가능하게 합니다.
장비의 성능 뿐만 아니라 샘플의 점도와 같은 조건 및 용량, 사용되는 용기 또한 완벽한 시스템 선택에서 결정적인 역할을 합니다. 임펠러를 장착한 오버헤드 교반기를 확인해 보세요. **여기에서 점도, 부피 범위에 따른 완벽한 교반 도구를 찾아보세요.**

교반기(STIRRER) 샤프트

10.5 mm

오버헤드 교반기

Hei-TORQUE Core

Hei-TORQUE Value 100
Hei-TORQUE Precision 100

Hei-TORQUE Value 200
Hei-TORQUE Precision 200

Hei-TORQUE Value 400
Hei-TORQUE Precision 400

부속품

플렉시블 샤프트
척(아답터) 포함

교반기 가이드
그라운드 PTFE 코어; 진공에 적합, 스테인리스강 및 유리에 완벽한 가이드 교반기 샤프트

플렉스 아답터
클램핑 연결 못

출처: 내부 참고 자료에 기반한 데이터

¹ 스테인리스강(V4A) ² PTFE ³ POM

참고:
VISCO JET® 교반기 샤프트 지름: 10 mm
타사 제품과 호환되지 않음.

Hei-TORQUE 오버헤드 교반기 - 다양한 실험을 위한 완벽한 믹싱

고객의 실험에 맞는 점도,부피 범위에 맞는 최상의 교반 도구



점도	60 - 100 mPas (식물성 오일)											
부피	25 l					5.5 l						
교반 도구	PR 30	PR 33	PR 39	VJ 120	VJ 120 Crack	BR 14	PR 30	PR 32	PR 33	PR 39	VJ 80	VJ 80 Crack
오버헤드 교반기												
Hei-TORQUE Value 100 Hei-TORQUE Precision 100	✓	✓✓	✓✓✓	✓✓✓	✓✓✓	✓✓✓	✓✓✓	✓✓✓	✓✓✓	✓✓✓	✓✓✓	✓✓✓
Hei-TORQUE Core	✓	✓✓	✓✓✓	✓✓✓	✓✓✓	✓✓✓	✓✓✓	✓✓✓	✓✓✓	✓✓✓	✓✓✓	✓✓✓

점도	1,500 mPas (글리세린)																
부피	5.5 l							2.0 l					0.8 l				
교반 도구	BR 14	PR 30	PR 32	PR 33	PR 39	VJ 80	VJ 80 Crack	BR 12	BR 13	PR 30	PR 31	PR 32	VJ 60	BR 10	BR 11	PR 31	VJ 60
오버헤드 교반기																	
Hei-TORQUE Value 100 Hei-TORQUE Precision 100	✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓✓	✓✓✓	✓✓✓	✓✓	✓✓✓	✓✓✓	✓✓✓	✓✓	✓✓✓	✓✓✓	✓✓✓	✓✓✓	✓✓✓
Hei-TORQUE Core	✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓✓	✓✓✓	✓✓✓	✓✓	✓✓✓	✓✓✓	✓✓✓	✓✓	✓✓✓	✓✓✓	✓✓✓	✓✓✓	✓✓✓

점도	3,000 mPas (실리콘 오일)								
부피	5.5 l				2.0 l				0.8 l
교반 도구	PR 30	PR 39	VJ 80	VJ 80 Crack	BR 13	PR 30	PR 39	VJ 60	VJ 60
오버헤드 교반기									
Hei-TORQUE Value 100 Hei-TORQUE Precision 100	✓✓	✓✓✓	✓✓✓	✓✓✓	✓✓✓	✓✓✓	✓✓✓	✓✓✓	✓✓✓
Hei-TORQUE Core	✓✓	✓✓✓	✓✓✓	✓✓✓	✓✓	✓✓✓	✓✓✓	✓✓✓	✓✓✓

점도	10,000 mPas (실리콘 오일)										
부피	5.5 l				2.0 l					0.8 l	
교반 도구	PR 30	PR 39	VJ 80	VJ 80 Crack	BR 13	PR 30	PR 39	VJ 60	VJ 80	VJ 80 Crack	VJ 60
오버헤드 교반기											
Hei-TORQUE Value 100 Hei-TORQUE Precision 100	✓✓	✓✓✓	✓✓	✓✓	✓✓✓	✓✓✓	✓✓✓	✓✓✓	✓✓	✓✓✓	✓✓✓
Hei-TORQUE Core	✓	✓✓✓	✓	✓	✓	✓✓✓	✓✓✓	✓✓✓	✓	✓✓	✓✓✓

교반 도구의 적합성 (테스트 완료):

- ✓✓✓ 매우 우수함
- ✓✓ 우수함
- ✓ 무난함