

Reax top

Artikelnummer: 541-10000-00



Der Klassiker mit 5 mm Schüttelorbit

Dieses Modell eignet sich besonders für einfache Mischaufgaben. Im Kurzzeitbetrieb kann die Schüttelbewegung durch Druck auf den Aufnahmeteller ausgelöst werden. Dieser Modus eignet sich beispielsweise für das Aufmischen von Lösungen.

Hartnäckige Zellpellets können im Dauerbetrieb sanft, doch kraftvoll gelöst werden. Mit einer Geschwindigkeit von bis zu 3.200 U/min und einem Schüttelorbit von 5 mm sind eine zuverlässige und gleichmäßige Verteilung von Feststoffen sowie die Homogenisierung hochviskoser Medien garantiert.

Reax top - Technische Daten

Überhitzungsschutz	selbstzurücksetzend
Zulässige Umgebungsbedingungen	5 – 31 °C bei 80 % rel. Luftfeuchtigkeit 32 – 40 °C linear abnehmend bis max 50% rel. Luftfeuchtigkeit
Gewicht	2,8 kg
Schutzart (EN 60529)	IP 22
Timer	-
Drehzahlbereich	200 - 3.200 U/min
Aufnahmeleistung	51
Abmessungen (B/T/H)	134 x 172 x 105 mm
Max. Belastung	-
Betriebsart	Kurzeit- und Dauerbetrieb
Drehzahleinstellung	Merkskala
Orbit / Hubweg	5 mm
Nutzfläche	-
Standardausstattung	-
Neigungswinkel	-
Bewegungsart	kreisförmig vibrierend
Zul. Umgeb.temp.bereich Betrieb	-
Zul. Umgeb.temp.bereich Lagerung	-
Interfaces	-
Usable area	-
Aufstellhöhe	-