

Reax control

Artikelnummer: 541-11000-00



Der Präzise mit Drehzahlskalierung

Alle herausragenden Merkmale des „kleinen Bruders“ des Reax Top findet man in diesem Modell wieder: eine Drehzahlgeschwindigkeit von bis zu 2.500 U/min und ein Schüttelorbit von 5 mm.

Durch die elektronische Drehzahlregelung und Skalierung der Geschwindigkeitsanzeige sind präzise Einstellungen möglich. Anwendungen, die eine bestimmte Drehzahl erfordern, werden somit sanfter geschüttelt. Scherkraft-sensible Organismen bleiben durch die im niedrigen Bereich konstante Geschwindigkeit besonders geschützt.

Reax control - Technische Daten

Überhitzungsschutz	selbstzurücksetzend
Zulässige Umgebungsbedingungen	5 – 31 °C bei 80 % rel. Luftfeuchtigkeit 32 – 40 °C linear abnehmend bis max 50% rel. Luftfeuchtigkeit
Gewicht	2,8 kg
Schutzart (EN 60529)	IP 22
Timer	-
Drehzahlbereich	0 - 2.500 U/min
Aufnahmeleistung	51
Abmessungen (B/T/H)	134 x 172 x 105 mm
Max. Belastung	-
Betriebsart	Kurzeit- und Dauerbetrieb
Drehzahleinstellung	Drehzahlskala
Orbit / Hubweg	5 mm
Nutzfläche	-
Standardausstattung	-
Neigungswinkel	-
Bewegungsart	kreisförmig vibrierend
Zul. Umgeb.temp.bereich Betrieb	-
Zul. Umgeb.temp.bereich Lagerung	-
Interfaces	-
Usable area	-
Aufstellhöhe	-