

Rotamax 120

Artikelnummer: 544-41200-00



Der Kompakte mit einem Belastungsgewicht bis zu 2 kg

Raumsparend und mit einem Belastungsgewicht bis zu 2 kg ist dieser Schüttler in der Lage, sämtliche Anwendungen einwandfrei zu meistern.

Die stufenlose Drehzahlregelung (20–300 U/min) und der 20 mm Orbit garantieren eine homogene Verteilung. Ihre Applikationen können im Dauerbetrieb oder mittels Timer (max. 120 Minuten) durchgeführt werden.

Rotamax 120 - Technische Daten

Überhitzungsschutz	selbstzurücksetzend
Zulässige Umgebungsbedingungen	5 – 31 °C bei 80 % rel. Luftfeuchtigkeit 32 – 40 °C linear abnehmend bis max 50% rel. Luftfeuchtigkeit
Gewicht	5,5 kg
Schutzart (EN 60529)	IP 30
Timer	ja (max. 120 min)
Drehzahlbereich	20 - 300 U/min
Aufnahmeleistung	33
Abmessungen (B/T/H)	245 x 310 x 125 mm
Max. Belastung	2 kg
Betriebsart	Timerfunktion / Dauerbetrieb
Drehzahleinstellung	Drehzahlskala
Orbit / Hubweg	20 mm
Nutzfläche	220 x 220 mm
Standardausstattung	Gummiauflage
Neigungswinkel	-
Bewegungsart	rotierend
Zul. Umgeb.temp.bereich Betrieb	-
Zul. Umgeb.temp.bereich Lagerung	-
Interfaces	-
Usable area	-
Aufstellhöhe	-