

## Unimax 2010

Artikelnummer: 542-10020-00



Der Belastbare mit einem Belastungsgewicht bis zu 10 kg

Der Unimax 2010 ist das optimale Modell für den erhöhten Probendurchsatz. Mit einer Nutzfläche von 390 x 340 mm und der Möglichkeit eines mehrstöckigen Aufbaus wird der Platz effektiv genutzt.

Der 20 mm Orbit und Geschwindigkeiten von 20–400 U/min garantieren schonendes Mischen sämtlicher Proben. Dieser Schüttler kann im Dauerbetrieb sowie mit integriertem Timer (max. 120 min) betrieben werden.

## Unimax 2010 - Technische Daten

Überhitzungsschutz	selbstzurücksetzend
Zulässige Umgebungsbedingungen	5 – 31 °C bei 80 % rel. Luftfeuchtigkeit 32 – 40 °C linear abnehmend bis max 50% rel. Luftfeuchtigkeit
Gewicht	16 kg
Schutzart (EN 60529)	IP 20
Timer	ja (max. 120 min)
Drehzahlbereich	20 - 400 U/min
Aufnahmeleistung	115
Abmessungen (B/T/H)	426 x 435 x 135 mm
Max. Belastung	10 kg
Betriebsart	Timerfunktion / Dauerbetrieb
Drehzahleinstellung	digital
Orbit / Hubweg	20 mm
Nutzfläche	390 x 340 mm
Standardausstattung	Gummiauflage mit Randwulst
Neigungswinkel	-
Bewegungsart	rotierend
Zul. Umgeb.temp.bereich Betrieb	-
Zul. Umgeb.temp.bereich Lagerung	-
Interfaces	-
Usable area	-
Aufstellhöhe	-