

Hei-Mix S

Artikelnummer: 503-02000-00



- Nutzen Sie den großen Drehzahlbereich bis 2.200 U/min
- Sparen Sie Platz bei Anwendungen bis 5 Liter. Denn der Flächenbedarf des Hei-Mix S beträgt nur B126 / H80 / T140 mm und die Stellplatte hat einen Durchmesser von 104 mm
- Durch die weiße Stellfläche eignet sich dieses Gerät für Titrationsen
- Der Hei-Mix S verfügt über eine Stellplatte aus PVDF und über ein Gehäuse aus Polyamid

Hei-MIX S - Technische Daten

Analoge / digitale Schnittstelle	-
Zulässige Umgebungsbedingungen	5 – 31 °C bei 80 % rel. Luftfeuchtigkeit 32 – 40 °C linear abnehmend bis max 50% rel. Luftfeuchtigkeit
Gewicht	1,1 kg
Schutzart DIN EN 60529	IP 21
Motor	Spaltpol-Motor
Timer	-
Display	-
Drehzahlbereich	0 - 2.200 U/min
Max. Rührmenge (H ₂ O)	5 l
Abmessungen (B/T/H)	140 x 126 x 80 mm
Drehzahlgenauigkeit	±5 %
Heizleistung	-
Temperaturbereich Heizplatte	-
Temperaturbereich Medium, max.	°C
Einstellgenauigkeit Temperatur	-
Sensoranschluss	-
Regelgenauigkeit mit Sensor im Medium	-
Sensorbruchsicherung	-
Heizungsregelung	-
Einstellgenauigkeit Heizplatte	-
Restwärmewarnung	-
Sicherheitskreis Heizplatte	-
Max. Belastung	6 kg
Energieverbrauch	7 W
Abmessung Stellfläche ø	104 mm

Stellflächenmaterial	PVDF
Betriebsart	Dauerbetrieb
Sanftanlauf	1