

Titramax 101

Artikelnummer: 544-11300-00



Der Kraftvolle mit 3 mm Schüttelorbit

Mit einer Aufnahmefähigkeit von vier Mikrotiterplatten stellt der Titramax 101 intensive Mischergebnisse sicher. Mit einem 3 mm Orbit eignet sich dieses Modell besonders für Verfahren, in denen Feststoffanteile in den Kavitäten verteilt oder gelöst werden müssen.

Die Drehzahleinstellung von 150–1.350 U/min garantiert eine stufenlose Einstellung. Nutzen Sie den eingebundenen Timer mit einer Laufzeit von bis zu 120 Minuten für definierte Prozesse. Der Schüttler kann selbstverständlich auch im Dauerbetrieb verwendet werden.

Titramax 101 - Technische Daten

Überhitzungsschutz	selbstzurücksetzend
Zulässige Umgebungsbedingungen	5 – 31 °C bei 80 % rel. Luftfeuchtigkeit 32 – 40 °C linear abnehmend bis max 50% rel. Luftfeuchtigkeit
Gewicht	5,5 kg
Schutzart DIN EN 60529	IP 30
Timer	Ja
Drehzahlbereich	150 - 1.350 U/min
Aufnahmeleistung	31 W
Abmessungen (B/T/H)	245 x 310 x 125 mm
Max. Belastung	2 kg
Betriebsart	Timerfunktion / Dauerbetrieb
Drehzahleinstellung	Drehzahlskala
Orbit / Hubweg	3 mm
Nutzfläche	220 x 220 mm
Standardausstattung	Aufnahme für 4 Mikrotiterplatten
Neigungswinkel	-
Bewegungsart	kreisförmig vibrierend