

Viton® - SWS: 1,6 | ID: 4,8 | AD: 8 (Meterware)

Artikelnummer: 525-50027-00



Für den Ein- und Mehrkanalpumpenbetrieb geeignet (nicht geeignet für die Verwendung mit Cassette small)

- Anwendung: Ausgezeichnete Säurebeständigkeit bei hohen Temperaturen
- Eigenschaften:
 - Geringe Gasdurchlässigkeit
 - Beständig gegen Lösungsmittel und korrosive Medien
- Material: Fluorkarbonkautschuk, thermogeformt Viton B (67 % fluoriert); undurchsichtig schwarz
- Entspricht den Normen: GLP
- Temperaturbereich: -30 bis +205 °C
- Sterilisation: Nicht zu empfehlen
- Einschränkung: Begrenzte Lebensdauer

Anwendung bei:

Säuren:	ausgezeichnet
Laugen:	ausgezeichnet
Lösungsmittel:	unterschiedlich; Versuch zu empfehlen
Druck:	gut
Vakuum:	gut
Viskosen Medien:	gut
Sterile Medien:	befriedigend

Viton® - SWS: 1,6 | ID: 4,8 | AD: 8 (Meterware) - Technische Daten

Durchmesser innen	4,8 mm
Durchmesser außen	8 mm
Schlauchwandstärke (SWS)	1,6 mm
Max. Betriebsdruck (Dauer / Kurzzeit)	0,5 / 1,5 bar
Ansaughöhe	8,8 mH ₂ O
SP quick Advantage 06 / Precision 06 (min/max)	59 – 1,529 ml/min
SP quick Value 06 (min/max)	123 – 1.494 ml/min
SP quick Advantage 01 / Precision 01 (min/max)	12 – 233 ml/min
SP quick Value 01 (min/max)	25 – 292 ml/min
SP standard/vario Advantage 06 / Precision 06 (min/max)	105 – 2.549 ml/min
SP standard/vario Value 06 (min/max)	228 – 2.613 ml/min
SP standard/vario Advantage 01 / Precision 01 (min/max)	21 – 530 ml/min
SP standard/vario Value 01 (min/max)	44 – 519 ml/min
Hei-FLOW Advantage 01 / Precision 01 - Pumpenkopf C 12 - Cassette small (min/max)	nicht geeignet
Hei-FLOW Advantage 01 / Precision 01 - Pumpenkopf C 4 - Cassette small (min/max)	nicht geeignet
Hei-FLOW Value 01 - Pumpenkopf C 12 - Cassette small (min/max)	nicht geeignet
Hei-FLOW Value 01 - Pumpenkopf C 4 - Cassette small (min/max)	nicht geeignet
Hei-FLOW Value 01 - Pumpenkopf C 8 - Cassette medium (min/max)	nicht geeignet
Hei-FLOW Value 01 - Pumpenkopf C 8 - Cassette large (min/max)	18 – 246 ml/min
Hei-FLOW Advantage 01 / Precision 01 - Pumpenkopf C 8 - Cassette medium	nicht geeignet

(min/max)

Hei-FLOW Advantage 01 / Precision 01 - Pumpenkopf C 8 - Cassette large (min/max)	8 – 192 ml/min
---	----------------

Alle Fördermengenangaben beziehen sich auf	Tygon® (Standard) Schläuche und das Medium Wasser
--	--