

PharMed® - SWS: 1,6 | ID: 6,4 | AD: 9,5 (Meterware)

Artikelnummer: 525-20028-00



Für den Ein- und Mehrkanalpumpenbetrieb geeignet (nicht geeignet für die Verwendung mit Cassette small)

- Anwendung: Ideal für Medizin, Labor und Forschung
- Eigenschaften:
 - Hohe Dauerbiegewechselfestigkeit
 - Nicht toxisch, biologisch verträglich
 - Sehr geringe Gasdurchlässigkeit
 - Für Säuren und Laugen gut geeignet
- Material: Thermoplastisches Elastomer auf Polypropylen-Basis mit Weichmachern, undurchsichtig beige
- Entspricht den Normen: USP Klasse VI, GLP, Pharmacopoea und Europaea
- Temperaturbereich: -51 bis +135 °C
- Sterilisation: Autoklavierbar oder mit Ethylenoxid oder Strahlung sterilisierbar
- Einschränkung: Loslösen von Zusätzen möglich

Anwendung bei:

Säuren:	gut
Laugen:	gut
Lösungsmittel:	nicht geeignet
Druck:	gut
Vakuum:	ausgezeichnet
Viskosen Medien:	gut
Sterile Medien:	ausgezeichnet

PharMed® - SWS: 1,6 | ID: 6,4 | AD: 9,5 (Meterware) - Technische Daten

Durchmesser innen	6,4 mm
Durchmesser außen	9,5 mm
Schlauchwandstärke (SWS)	1,6 mm
Max. Betriebsdruck (Dauer / Kurzzeit)	0.5 / 1.5 bar
Ansaughöhe	6,7 mH ₂ O
SP quick Advantage 06 / Precision 06 (min/max)	89 – 2,072 ml/min
SP quick Value 06 (min/max)	186 – 1.765 ml/min
SP quick Advantage 01 / Precision 01 (min/max)	17 – 409 ml/min
SP quick Value 01 (min/max)	36 – 413 ml/min
SP standard/vario Advantage 06 / Precision 06 (min/max)	167 – 4,056 ml/min
SP standard/vario Value 06 (min/max)	364 – 4.151 ml/min
SP standard/vario Advantage 01 / Precision 01 (min/max)	33 – 813 ml/min
SP standard/vario Value 01 (min/max)	75 – 861 ml/min
Hei-FLOW Advantage 01 / Precision 01 - Pumpenkopf C 12 - Cassette small (min/max)	nicht geeignet
Hei-FLOW Advantage 01 / Precision 01 - Pumpenkopf C 4 - Cassette small (min/max)	nicht geeignet
Hei-FLOW Value 01 - Pumpenkopf C 12 - Cassette small (min/max)	nicht geeignet
Hei-FLOW Value 01 - Pumpenkopf C 4 - Cassette small (min/max)	nicht geeignet
Hei-FLOW Value 01 - Pumpenkopf C 8 - Cassette medium (min/max)	nicht geeignet
Hei-FLOW Value 01 - Pumpenkopf C 8 - Cassette large (min/max)	26 – 364 ml/min
Hei-FLOW Advantage 01 / Precision 01 -	nicht geeignet

Pumpenkopf C 8 - Cassette medium
(min/max)

Hei-FLOW Advantage 01 / Precision 01 - Pumpenkopf C 8 - Cassette large (min/max)	11 – 329 ml/min
---	-----------------

Alle Fördermengenangaben beziehen sich auf	Tygon® (Standard) Schläuche und das Medium Wasser
--	--