

Tygon® standard Verlängerungsschlauch für Cassette small - SWS: 0,9 | ID: 0,51 | AD: 2,31 (Meterware)

Artikelnummer: 525-60023-00



Verlängerungsschlauch für Cassette small

- Anwendung: Allgemeine Anwendungen im Labor
- Eigenschaften:
 - Nicht toxisch, nicht oxidierend
 - Gute Beständigkeit gegenüber Säuren, Laugen und anorganischen Medien
 - Sehr geringe Gasdurchlässigkeit, hohe Lebensdauer
- Material: Thermoplastisches Weich-PVC, transparent
- Entspricht den Normen: FDA (21 CFR 177.2601) und GLP
- Temperaturbereich: -50 bis +75 °C
- Sterilisation: Autoklavierbar bei 120 °C, 1 bar bei 30 min
- (nimmt eine milchige Färbung an) oder mit Ethylenoxid
- Einschränkung: Loslösen der Weichmacher möglich

Anwendung bei:

Säuren:	gut
Laugen:	gut
Lösungsmittel:	nicht geeignet
Druck:	gut
Vakuum:	gut
Viskosen Medien:	ausgezeichnet
Sterile Medien:	bedingt

Tygon® standard Verlängerungsschlauch für Cassette small - SWS: 0,9 | ID: 0,51 | AD: 2,31 (Meterware) - Technische Daten

Durchmesser innen	0,51 mm
Durchmesser außen	2,31 mm
Schlauchwandstärke (SWS)	0,9 mm
Max. Betriebsdruck (Dauer / Kurzzeit)	0,5 / 1,5 bar
Ansaughöhe	7 mH ₂ O
SP quick Advantage 06 / Precision 06 (min/max)	nicht geeignet
SP quick Value 06 (min/max)	nicht geeignet
SP quick Advantage 01 / Precision 01 (min/max)	nicht geeignet
SP quick Value 01 (min/max)	nicht geeignet
SP standard/vario Advantage 06 / Precision 06 (min/max)	nicht geeignet
SP standard/vario Value 06 (min/max)	nicht geeignet
SP standard/vario Advantage 01 / Precision 01 (min/max)	nicht geeignet
SP standard/vario Value 01 (min/max)	nicht geeignet
Hei-FLOW Advantage 01 / Precision 01 - Pumpenkopf C 12 - Cassette small (min/max)	0,01 – 0,54 ml/min
Hei-FLOW Advantage 01 / Precision 01 - Pumpenkopf C 4 - Cassette small (min/max)	0,08 – 2 ml/min
Hei-FLOW Value 01 - Pumpenkopf C 12 - Cassette small (min/max)	0,02 – 0,42 ml/min
Hei-FLOW Value 01 - Pumpenkopf C 4 - Cassette small (min/max)	0,17 – 2 ml/min
Hei-FLOW Value 01 - Pumpenkopf C 8 - Cassette medium (min/max)	nicht geeignet
Hei-FLOW Value 01 - Pumpenkopf C 8 - Cassette large (min/max)	nicht geeignet
Hei-FLOW Advantage 01 / Precision 01 -	nicht geeignet

Pumpenkopf C 8 - Cassette medium
(min/max)

Hei-FLOW Advantage 01 / Precision 01 -
Pumpenkopf C 8 - Cassette large (min/max)

nicht geeignet

Alle Fördermengenangaben beziehen sich auf

Tygon® (Standard) Schläuche und das
Medium Wasser