

Tygon® (Kohlenwasserstoff) - SWS: 1,6 | ID: 0.8 | AD: 4 (Meterware)

Artikelnummer: 525-73000-00



Für den Ein- und Mehrkanalpumpenbetrieb geeignet (nicht geeignet für die Verwendung mit Cassette small)

- Anwendung: Speziell für Kohlenwasserstoffe, Erdölprodukte und Destillate
- Eigenschaften:
 - Ideal für Benzin, Kerosin, Kraft- und Schmierstoffe, Heizöl, Schneidflüssigkeiten und Kühlmittel auf Glykolbasis
 - Ozon- und UV-beständig
- Material: Thermoplastisches Weich-PVC, gelb durchscheinend
- Entspricht den Normen: GLP
- Temperaturbereich: -40 bis +75 °C
- Sterilisation: Nicht zu empfehlen
- Einschränkung: Nicht geeignet für starke Basen und Säuren, sowie Nahrungsmittel und Pharmazeutik

Anwendung bei:

Säuren:	gut
Laugen:	gut
Lösungsmittel:	bedingt
Druck:	gut
Vakuum:	gut
Viskosen Medien:	ausgezeichnet
Sterile Medien:	bedingt

Tygon® (Kohlenwasserstoff) - SWS: 1,6 | ID: 0.8 | AD: 4 (Meterware) - Technische Daten

Durchmesser innen	0,8 mm
Durchmesser außen	4 mm
Schlauchwandstärke (SWS)	1,6 mm
Max. Betriebsdruck (Dauer / Kurzzeit)	0,7 / 1,7 bar
Ansaughöhe	8,8 mH ₂ O
SP quick Advantage 06 / Precision 06 (min/max)	2 – 33 ml/min
SP quick Value 06 (min/max)	4 – 35 ml/min
SP quick Advantage 01 / Precision 01 (min/max)	0,38 – 9 ml/min
SP quick Value 01 (min/max)	0,83 – 9 ml/min
SP standard/vario Advantage 06 / Precision 06 (min/max)	nicht geeignet
SP standard/vario Value 06 (min/max)	nicht geeignet
SP standard/vario Advantage 01 / Precision 01 (min/max)	nicht geeignet
SP standard/vario Value 01 (min/max)	nicht geeignet
Hei-FLOW Advantage 01 / Precision 01 - Pumpenkopf C 12 - Cassette small (min/max)	nicht geeignet
Hei-FLOW Advantage 01 / Precision 01 - Pumpenkopf C 4 - Cassette small (min/max)	nicht geeignet
Hei-FLOW Value 01 - Pumpenkopf C 12 - Cassette small (min/max)	nicht geeignet
Hei-FLOW Value 01 - Pumpenkopf C 4 - Cassette small (min/max)	nicht geeignet
Hei-FLOW Value 01 - Pumpenkopf C 8 - Cassette medium (min/max)	0,55 – 6,97 ml/min
Hei-FLOW Value 01 - Pumpenkopf C 8 - Cassette large (min/max)	nicht geeignet
Hei-FLOW Advantage 01 / Precision 01 -	0,24 – 7 ml/min

Pumpenkopf C 8 - Cassette medium
(min/max)

Hei-FLOW Advantage 01 / Precision 01 -
Pumpenkopf C 8 - Cassette large (min/max)

nicht geeignet

Alle Fördermengenangaben beziehen sich auf

Tygon® (Standard) Schläuche und das
Medium Wasser