

Silikon Verlängerungsschlauch für Cassette small - SWS: 0,9 | ID: 1,42 | AD: 3,22 (Meterware)

Artikelnummer: 525-30025-00



Verlängerungsschlauch für Cassette small

- Anwendung: Platinveredelter Silikonschlauch für den Einsatz in der Pharmazie & Biologie
- Eigenschaften:
 - Extrem glatte Innenoberfläche verhindert ein mögliches Bakterienwachstum
 - Biokompatibel, minimale Adsorption und Absorption
 - Beste Durchflusseigenschaften, hohe Temperaturstabilität
 - Absolut inert, weichmacherfrei
- Material: Polydimethylsiloxan mit Kieselerde- und Silikonzusätzen; ausgezeichnete Anpressdruckbeständigkeit; durchscheinend weiß
- Entspricht den Normen: USP Klasse VI, GLP und NSF
- Temperaturbereich: -80 bis +200 °C
- Sterilisation: Autoklavierbar 30 min bei 1 bar oder mit Strahlung sterilisierbar
- Einschränkung: Ungeeignet für konzentrierte Lösungsmittel, Öle, Säuren oder verdünnte Natronlauge; relativ hohe Gasdurchlässigkeit

Anwendung bei:

Säuren:	bedingt
Laugen:	bedingt
Lösungsmittel:	nicht geeignet
Druck:	befriedigend
Vakuum:	gut
Viskosen Medien:	befriedigend
Sterile Medien:	ausgezeichnet

Silikon Verlängerungsschlauch für Cassette small - SWS: 0,9 | ID: 1,42 | AD: 3,22 (Meterware) - Technische Daten

Durchmesser innen	1,42 mm
Durchmesser außen	3,22 mm
Schlauchwandstärke (SWS)	0,9 mm
Max. Betriebsdruck (Dauer / Kurzzeit)	0,5 / 1,5 bar
Ansaughöhe	7 mH ₂ O
SP quick Advantage 06 / Precision 06 (min/max)	nicht geeignet
SP quick Value 06 (min/max)	nicht geeignet
SP quick Advantage 01 / Precision 01 (min/max)	nicht geeignet
SP quick Value 01 (min/max)	nicht geeignet
SP standard/vario Advantage 06 / Precision 06 (min/max)	nicht geeignet
SP standard/vario Value 06 (min/max)	nicht geeignet
SP standard/vario Advantage 01 / Precision 01 (min/max)	nicht geeignet
SP standard/vario Value 01 (min/max)	nicht geeignet
Hei-FLOW Advantage 01 / Precision 01 - Pumpenkopf C 12 - Cassette small (min/max)	0,10 – 3 ml/min
Hei-FLOW Advantage 01 / Precision 01 - Pumpenkopf C 4 - Cassette small (min/max)	0,60 – 14 ml/min
Hei-FLOW Value 01 - Pumpenkopf C 12 - Cassette small (min/max)	0,23 – 3 ml/min
Hei-FLOW Value 01 - Pumpenkopf C 4 - Cassette small (min/max)	1 – 15 ml/min
Hei-FLOW Value 01 - Pumpenkopf C 8 - Cassette medium (min/max)	nicht geeignet
Hei-FLOW Value 01 - Pumpenkopf C 8 - Cassette large (min/max)	nicht geeignet
Hei-FLOW Advantage 01 / Precision 01 -	nicht geeignet

Pumpenkopf C 8 - Cassette medium
(min/max)

Hei-FLOW Advantage 01 / Precision 01 -
Pumpenkopf C 8 - Cassette large (min/max)

nicht geeignet

Alle Fördermengenangaben beziehen sich auf

Tygon® (Standard) Schläuche und das
Medium Wasser