

Viton® Verlängerungsschlauch für Cassette small - SWS: 0,9 | ID: 0,89 |
AD: 2,69 (Meterware)
Artikelnummer: 525-50024-00



Verlängerungsschlauch für Cassette small

- Anwendung: Ausgezeichnete Säurebeständigkeit bei hohen Temperaturen
- Eigenschaften:
 - Geringe Gasdurchlässigkeit
 - Beständig gegen Lösungsmittel und korrosive Medien
- Material: Fluorkarbonkautschuk, thermogeformt Viton B (67 % fluoriert); undurchsichtig schwarz
- Entspricht den Normen: GLP
- Temperaturbereich: -30 bis +205 °C
- Sterilisation: Nicht zu empfehlen
- Einschränkung: Begrenzte Lebensdauer

Anwendung bei:

Säuren:	ausgezeichnet
Laugen:	ausgezeichnet
Lösungsmittel:	unterschiedlich; Versuch zu empfehlen
Druck:	gut
Vakuum:	gut
Viskosen Medien:	gut
Sterile Medien:	befriedigend

Viton® Verlängerungsschlauch für Cassette small - SWS: 0,9 | ID: 0,89 | AD: 2,69 (Meterware) - Technische Daten

Durchmesser innen	0,89 mm
Durchmesser außen	2,69 mm
Schlauchwandstärke (SWS)	0,9 mm
Max. Betriebsdruck (Dauer / Kurzzeit)	0,5 / 1,5 bar
Ansaughöhe	7 mH ₂ O
SP quick Advantage 06 / Precision 06 (min/max)	nicht geeignet
SP quick Value 06 (min/max)	nicht geeignet
SP quick Advantage 01 / Precision 01 (min/max)	nicht geeignet
SP quick Value 01 (min/max)	nicht geeignet
SP standard/vario Advantage 06 / Precision 06 (min/max)	nicht geeignet
SP standard/vario Value 06 (min/max)	nicht geeignet
SP standard/vario Advantage 01 / Precision 01 (min/max)	nicht geeignet
SP standard/vario Value 01 (min/max)	nicht geeignet
Hei-FLOW Advantage 01 / Precision 01 - Pumpenkopf C 12 - Cassette small (min/max)	0,03 – 1 ml/min
Hei-FLOW Advantage 01 / Precision 01 - Pumpenkopf C 4 - Cassette small (min/max)	0,24 – 6 ml/min
Hei-FLOW Value 01 - Pumpenkopf C 12 - Cassette small (min/max)	0,10 – 1 ml/min
Hei-FLOW Value 01 - Pumpenkopf C 4 - Cassette small (min/max)	0,57 – 6 ml/min
Hei-FLOW Value 01 - Pumpenkopf C 8 - Cassette medium (min/max)	nicht geeignet
Hei-FLOW Value 01 - Pumpenkopf C 8 - Cassette large (min/max)	nicht geeignet
Hei-FLOW Advantage 01 / Precision 01 -	nicht geeignet

Pumpenkopf C 8 - Cassette medium
(min/max)

Hei-FLOW Advantage 01 / Precision 01 -
Pumpenkopf C 8 - Cassette large (min/max)

nicht geeignet

Alle Fördermengenangaben beziehen sich auf

Tygon® (Standard) Schläuche und das
Medium Wasser