

PharMed® Verlängerungsschlauch für Cassette small - SWS: 0,9 | ID: 1,42  
| AD: 3,22 (Meterware)  
Artikelnummer: 525-20025-00



Verlängerungsschlauch für Cassette small

- Anwendung: Ideal für Medizin, Labor und Forschung
- Eigenschaften:
  - Hohe Dauerbiegewechselfestigkeit
  - Nicht toxisch, biologisch verträglich
  - Sehr geringe Gasdurchlässigkeit
  - Für Säuren und Laugen gut geeignet
- Material: Thermoplastisches Elastomer auf Polypropylen-Basis mit Weichmachern, undurchsichtig beige
- Entspricht den Normen: USP Klasse VI, GLP, Pharmacopoea und Europaea
- Temperaturbereich: -51 bis +135 °C
- Sterilisation: Autoklavierbar oder mit Ethylenoxid oder Strahlung sterilisierbar
- Einschränkung: Loslösen von Zusätzen möglich

Anwendung bei:

Säuren:	gut
Laugen:	gut
Lösungsmittel:	nicht geeignet
Druck:	gut
Vakuum:	ausgezeichnet
Viskosen Medien:	gut
Sterile Medien:	ausgezeichnet

## PharMed® Verlängerungsschlauch für Cassette small - SWS: 0,9 | ID: 1,42 | AD: 3,22 (Meterware) - Technische Daten

Durchmesser innen	1,42 mm
Durchmesser außen	3,22 mm
Schlauchwandstärke (SWS)	0,9 mm
Max. Betriebsdruck (Dauer / Kurzzeit)	0,5 / 1,5 bar
Ansaughöhe	7 mH <sub>2</sub> O
SP quick Advantage 06 / Precision 06 (min/max)	nicht geeignet
SP quick Value 06 (min/max)	nicht geeignet
SP quick Advantage 01 / Precision 01 (min/max)	nicht geeignet
SP quick Value 01 (min/max)	nicht geeignet
SP standard/vario Advantage 06 / Precision 06 (min/max)	nicht geeignet
SP standard/vario Value 06 (min/max)	nicht geeignet
SP standard/vario Advantage 01 / Precision 01 (min/max)	nicht geeignet
SP standard/vario Value 01 (min/max)	nicht geeignet
Hei-FLOW Advantage 01 / Precision 01 - Pumpenkopf C 12 - Cassette small (min/max)	0,10 – 3 ml/min
Hei-FLOW Advantage 01 / Precision 01 - Pumpenkopf C 4 - Cassette small (min/max)	0,60 – 14 ml/min
Hei-FLOW Value 01 - Pumpenkopf C 12 - Cassette small (min/max)	0,23 – 3 ml/min
Hei-FLOW Value 01 - Pumpenkopf C 4 - Cassette small (min/max)	1 – 15 ml/min
Hei-FLOW Value 01 - Pumpenkopf C 8 - Cassette medium (min/max)	nicht geeignet
Hei-FLOW Value 01 - Pumpenkopf C 8 - Cassette large (min/max)	nicht geeignet
Hei-FLOW Advantage 01 / Precision 01 -	nicht geeignet

Pumpenkopf C 8 - Cassette medium  
(min/max)

Hei-FLOW Advantage 01 / Precision 01 -  
Pumpenkopf C 8 - Cassette large (min/max)

nicht geeignet

Alle Fördermengenangaben beziehen sich auf

Tygon® (Standard) Schläuche und das  
Medium Wasser