

Viton® - SWS: 2,5 | ID: 7,9 | AD: 12,9 (Meterware)

Artikelnummer: 525-52000-00



Für den Ein- und Mehrkanalpumpenbetrieb geeignet (nicht geeignet für die Verwendung mit Cassette small, Pumpenkopf SP standard und SP vario)

- Anwendung: Ausgezeichnete Säurebeständigkeit bei hohen Temperaturen
- Eigenschaften:
 - Geringe Gasdurchlässigkeit
 - Beständig gegen Lösungsmittel und korrosive Medien
- Material: Fluorkarbonkautschuk, thermogeformt Viton B (67 % fluoriert); undurchsichtig schwarz
- Entspricht den Normen: GLP
- Temperaturbereich: -30 bis +205 °C
- Sterilisation: 16 Std. bei +250 °C mit Warmluftzirkulation empfohlen
- Einschränkung: Begrenzte Lebensdauer

Anwendung bei:

Säuren:	ausgezeichnet
Laugen:	ausgezeichnet
Lösungsmittel:	unterschiedlich; Versuch zu empfehlen
Druck:	gut
Vakuum:	gut
Viskosen Medien:	gut
Sterile Medien:	befriedigend

Viton® - SWS: 2,5 | ID: 7,9 | AD: 12,9 (Meterware) - Technische Daten

Durchmesser innen	7,9 mm
Durchmesser außen	12,9 mm
Schlauchwandstärke (SWS)	2,5 mm
Max. Betriebsdruck (Dauer / Kurzzeit)	0,8 / 1,8 bar
Ansaughöhe	8,8 mH ₂ O
SP quick Advantage 06 / Precision 06 (min/max)	113 – 3.171 ml/min
SP quick Value 06 (min/max)	257 – 3.436 ml/min
SP quick Advantage 01 / Precision 01 (min/max)	25 – 630 ml/min
SP quick Value 01 (min/max)	50 – 630 ml/min
SP standard/vario Advantage 06 / Precision 06 (min/max)	nicht geeignet
SP standard/vario Value 06 (min/max)	nicht geeignet
SP standard/vario Advantage 01 / Precision 01 (min/max)	nicht geeignet
SP standard/vario Value 01 (min/max)	nicht geeignet
Hei-FLOW Advantage 01 / Precision 01 - Pumpenkopf C 12 - Cassette small (min/max)	nicht geeignet
Hei-FLOW Advantage 01 / Precision 01 - Pumpenkopf C 4 - Cassette small (min/max)	nicht geeignet
Hei-FLOW Value 01 - Pumpenkopf C 12 - Cassette small (min/max)	nicht geeignet
Hei-FLOW Value 01 - Pumpenkopf C 4 - Cassette small (min/max)	nicht geeignet
Hei-FLOW Value 01 - Pumpenkopf C 8 - Cassette medium (min/max)	nicht geeignet
Hei-FLOW Value 01 - Pumpenkopf C 8 - Cassette large (min/max)	nicht geeignet
Hei-FLOW Advantage 01 / Precision 01 -	nicht geeignet

Pumpenkopf C 8 - Cassette medium
(min/max)

Hei-FLOW Advantage 01 / Precision 01 -
Pumpenkopf C 8 - Cassette large (min/max)

nicht geeignet

Alle Fördermengenangaben beziehen sich auf

Tygon® (Standard) Schläuche und das
Medium Wasser