

Tygon® (Kohlenwasserstoff) - SWS: 2,5 | ID: 4,8 | AD: 9,8 (Meterware)

Artikelnummer: 525-75000-00



Für den Ein- und Mehrkanalpumpenbetrieb geeignet (nicht geeignet für die Verwendung mit Cassette small)

- Anwendung: Speziell für Kohlenwasserstoffe, Erdölprodukte und Destillate
- Eigenschaften:
 - Ideal für Benzin, Kerosin, Kraft- und Schmierstoffe, Heizöl, Schneidflüssigkeiten und Kühlmittel auf Glykolbasis
 - Ozon- und UV-beständig
- Material: Thermoplastisches Weich-PVC, gelb durchscheinend
- Entspricht den Normen: GLP
- Temperaturbereich: -40 bis +75 °C
- Sterilisation: Nicht zu empfehlen
- Einschränkung: Nicht geeignet für starke Basen und Säuren, sowie Nahrungsmittel und Pharmazeutik

Anwendung bei:

Säuren:	gut
Laugen:	gut
Lösungsmittel:	bedingt
Druck:	gut
Vakuum:	gut
Viskosen Medien:	ausgezeichnet
Sterile Medien:	bedingt

Tygon® (Kohlenwasserstoff) - SWS: 2,5 | ID: 4,8 | AD: 9,8 (Meterware) - Technische Daten

Durchmesser innen	4,8 mm
Durchmesser außen	9,8 mm
Schlauchwandstärke (SWS)	2,5 mm
Max. Betriebsdruck (Dauer / Kurzzeit)	0,8 / 1,8 bar
Ansaughöhe	8,8 mH ₂ O
SP quick Advantage 06 / Precision 06 (min/max)	58 – 1.527 ml/min
SP quick Value 06 (min/max)	123 – 1.580 ml/min
SP quick Advantage 01 / Precision 01 (min/max)	12 – 299 ml/min
SP quick Value 01 (min/max)	26 – 299 ml/min
SP standard/vario Advantage 06 / Precision 06 (min/max)	92 – 2.390 ml/min
SP standard/vario Value 06 (min/max)	203 – 2.426 ml/min
SP standard/vario Advantage 01 / Precision 01 (min/max)	15 – 491 ml/min
SP standard/vario Value 01 (min/max)	42 - 493 ml/min
Hei-FLOW Advantage 01 / Precision 01 - Pumpenkopf C 12 - Cassette small (min/max)	nicht geeignet
Hei-FLOW Advantage 01 / Precision 01 - Pumpenkopf C 4 - Cassette small (min/max)	nicht geeignet
Hei-FLOW Value 01 - Pumpenkopf C 12 - Cassette small (min/max)	nicht geeignet
Hei-FLOW Value 01 - Pumpenkopf C 4 - Cassette small (min/max)	nicht geeignet
Hei-FLOW Value 01 - Pumpenkopf C 8 - Cassette medium (min/max)	nicht geeignet
Hei-FLOW Value 01 - Pumpenkopf C 8 - Cassette large (min/max)	nicht geeignet
Hei-FLOW Advantage 01 / Precision 01 -	nicht geeignet

Pumpenkopf C 8 - Cassette medium
(min/max)

Hei-FLOW Advantage 01 / Precision 01 -
Pumpenkopf C 8 - Cassette large (min/max)

nicht geeignet

Alle Fördermengenangaben beziehen sich auf

Tygon® (Standard) Schläuche und das
Medium Wasser