

Kryo 30 liquid (20 l)

Artikelnummer: 569-00610-00



Nicht brennbare Temperierflüssigkeit für den Wärme- und Kältebereich.
20 l Temperierflüssigkeit für Hei-CHILL Umlaufkühler

Kryo 30 liquid (20 l) - Technische Daten

Temperaturbereich	-30 – +90 °C
Chemische Charakterisierung	Monoethylenglykol-Wasser-Mischung mit Inhibitoren
Farbe	Hellgelb
Viskosität, kinematisch bei 20 °C	4 mm ² /s
Dichte bei 20 °C	1.082 kg/m ³
Stockpunkt	< -70 °C
Flammpunkt	ca. 120 °C
Wasserlöslichkeit	Vollständig löslich
Materialunverträglichkeit	Es liegen keine Erkenntnisse über Materialunverträglichkeit vor