

Findenser™ Mini NS19 Kern, NS19 Hülse

Artikelnummer: 505-81810-00



- Der Hochleistungskühler Findenser™ Mini ist sofort einsatzbereit bei Synthesen unter Rückfluss mit Lösungsmittel-Volumina bis zu 125 ml.
- Kann mit Standard-Laborklemmen befestigt werden oder mit dem Findenser™ Befestigungs-Set (separat erhältlich).
- Mit dem Findenser™ Mini können Sie beim Refluxieren ab jetzt Wasser, Platz und Kosten sparen!

Findenser™ Mini NS19 Kern, NS19 Hülse - Technische Daten

Gewicht	670 kg
Zul. Umgeb.temp.bereich Betrieb	0 °C to 24 °C
Länge x Durchmesser	275 mm x 72 mm
Schliffkerngrößen	NS19
Max. Lösungsmittelmenge / Volumen	125 ml Lösungsmittel in einem 250 ml Kolben
Innenliegende und medienberührende Komponenten	Borosilikat-Glas
Kühlrippen	anodisiertes Aluminium
Stopfen & Dichtung	Acetal & HT Silikon
Thermofluid	Wasser
Max. Lösungsmitteltemperatur	155 °C
Ofentrocknung	Max. Temp. 60 °C
Reinigung im Geschirrspüler	Max. Temp. 50 °C
Reinigung in Autoklaven	Nicht autoklavieren