

Hei-VOLUME Distimatic Pro Industrialmit Adapter für R-Glassatz

Artikelnummer: 591-61220-00



Zur Destillation von Hochsiedern und den Betrieb unter Rückfluss: Variante mit Adapter für Hei-VAP Industrial mit R-Glassatz

Über das abnehmbare 7" Touchscreen-Bedienpanel können Sie die Parameter zur sensor- oder zeitgesteuerten Befüllung des Rotationskolbens eingeben. Auch die Entleerzeit des beschichteten Kollektorgefäßes mit Kondensatkühlung (ca. 1 l) durch den Kompressor kann hier programmiert werden. Zusätzlich können Sie den automatischen Reinigungsmodus und den manuellen Betrieb starten. Die Steuerbox mit dem integrierten Kompressor der Hei-VOLUME Distimatic Pro kann durch die mitgelieferte Halterung direkt mit allen Komponenten an einem Hei-VAP Industrial Großrotationsverdampfer montiert werden.

In Kombination mit dem entsprechenden Verdampfersystem ermöglicht das Hei-VOLUME Distimatic Pro Automatikmodul den effizienten, unbeaufsichtigten Betrieb für jeden Anwendungsbereich.

Für größtmögliche Sicherheit und ein breites Einsatzspektrum sind alle medienberührenden Teile, inklusive der mitgelieferten Verschlauchung, aus chemikalienresistenten Werkstoffen hergestellt.

Hei-VOLUME Distimatic Pro Industrial - Technische Daten

Zulässige Umgebungsbedingungen	5 – 31 °C bei 80 % rel. Luftfeuchtigkeit 32 – 40 °C linear abnehmend bis max 50% rel. Luftfeuchtigkeit
Gewicht	17 kg
Schutzart (EN 60529)	IP 42 (Gehäuse und Bedienpanel)
Display	abnehmbares, digitales Touch-Display
Aufnahmeleistung	1500
Abmessungen (B/T/H)	186 x 429 x 521 mm
Kompatibilität	Hei-VAP Industrial
Automatische Zuführung des Gemisches	Ja
Automatische Kondensatentnahme	Ja
Automatische Rückstandsabsaugung	Nein
Not-Aus Taste	Ein-/Ausschalter, optionaler Überdruckschalter
Funktionsprinzip	Überdruck