

Hei-CHILL Peltier

Artikelnummer: 591-01910-00-0



Mit einer hohen Kühlleistung von 600 Watt und einer fast doppelt so hohen Heizleistung, ist das Hei-CHILL Peltier Thermostat für eine Vielzahl von Temperieraufgaben geeignet. Durch verschiedene Schnittstellen kann das Thermostat über die Hei-PROCESS Lösungen in Prozesse eingebunden werden. Zusätzlich kann das Gerät direkt über einen Hei-VAP Expert Control oder Ultimate Control Rotationsverdampfer als Umlaufkühler angesteuert oder über das integrierte Touchdisplay eigenständig verwendet werden.

- 6 Liter Tankvolumen für Temperaturstabilität, auch bei langanhaltender Last
- Präzise Temperaturregulierung und Stabilität von $\leq 0,05$ °C
- Einsatztemperaturbereich von -10 °C bis 70 °C
- Modernes 2,83" Touchdisplay
- Ethernet, RS 232 und RS 485 Schnittstelle zur Einbindung in Prozesslösungen

Hei-CHILL Peltier - Technische Daten

Gewicht	15 kg
Temperaturbereich	-10 - 70 °C
Temperaturmessgenauigkeit	0,05 °C
Abmessungen (B/T/H)	27 x 43 x 43 cm
Cooling capacity	600 W
Max. flow rate	3l / Min
Max. noise level	63 db
Interfaces	Ethernet, RS 232, RS 485
Control panel	Touchscreen 5"
Heizleistung	>1000 W