

Hei-VAC Valve Tec

Artikelnummer: 591-00160-00



- Empfohlen für Lösungsmittel im niedrigen bis mittleren Siedetemperaturbereich
- Die Vakuumregelung kann ventilgesteuert oder über den manuellen Vakuumregler erfolgen
- Ein Vakuumventil ist notwendig, wenn Sie diese Vakuumpumpe mit den Hei-VAP Expert Control / Hei-VAP Ultimate Control Rotationsverdampfern kombinieren möchten

Ein Kondensatkühler ist nicht im Lieferumfang enthalten.

Hei-VAC Valve Tec - Technische Daten

| | |
|--|------------------------|
| Gewicht | 6,5 kg |
| Membranpumpe | Zweistufig |
| Saugleistung | 0,75 m ³ /h |
| Minimaler Enddruck | 12 mbar |
| Kombinierbar mit Kondensatkühler | Ja |
| Aufnahmeleistung | 80 |
| Abmessungen ohne Kondensatkühler (B/T/H) | 145 x 338 x 185 mm |