

## BR 13 Blattrührer

Artikelnummer: 509-13000-00



### Blatt-/Halbmondrührer

- Dieser Rührflügel eignet sich besonders gut für Anwendungen im mittleren Drehzahlbereich
- Zum Mischen von Medien mit geringer bis mittlerer Viskosität

## BR 13 Blattrührer - Technische Daten

Blattabmessung	70 x 70 mm
Material	Edelstahl V4A (1.4404)
Länge	450 mm
Rührwellendurchmesser	8 mm
Max. Drehgeschwindigkeit	800 U/min