

PR 31 Propellerrührer mit Leitring (33 mm)

Artikelnummer: 509-31000-00



Aufgrund seiner Rührblattabmessung eignet sich der PR 31 Propellerrührer mit Leitring bestens für Lösungen, Emulsionen und Suspensionen in Gefäßen mit folgenden Charakteristika:

- idealer Gefäßdurchmesser: 83 - 165 mm
- idealer Bodenabstand: 17 - 33 mm
- ideale Füllhöhe: 83 - 165 mm
- ideales Volumen: 400 - 3.500 ml

Der PR 31 Propellerrührer mit Leitring hat eine Gesamtlänge von 400 mm und besteht aus Edelstahl. Seine Rührwelle hat einen Durchmesser von 8 mm.

PR 31 Propellerrührer mit Leitring (33 mm) - Technische Daten

Blattabmessung	33 mm
Material	Edelstahl V4A
Länge	400 mm
Rührwellendurchmesser	8 mm
Max. Drehgeschwindigkeit	2.000 U/min