

PR 32 Propellerrührer mit Leitring

Artikelnummer: 509-32000-00



Aufgrund seiner Rührblattabmessung eignet sich der PR 32 Propellerrührer mit Leitring bestens für Lösungen, Emulsionen und Suspensionen in Gefäßen mit folgenden Charakteristika:

- idealer Gefäßdurchmesser: 113 - 225 mm
- idealer Bodenabstand: 23 - 45 mm
- ideale Füllhöhe: 113 - 225 mm
- ideales Volumen: 1.100 - 8.900 ml

Der PR 32 Propellerrührer mit Leitring hat eine Gesamtlänge von 400 mm und besteht aus Edelstahl. Seine Rührwelle hat einen Durchmesser von 8 mm.

PR 32 Propellerrührer mit Leitring - Technische Daten

Blattabmessung	45 mm
Material	Edelstahl V4A
Länge	400 mm
Rührwellendurchmesser	8 mm
Max. Drehgeschwindigkeit	2.000 U/min