



## PR 32 Propellerrührer mit Leitring



Propellerrührer

- Dieser Rührflügel eignet sich besonders gut für Anwendungen im mittleren bis hohen Drehzahlbereich
- Zum Mischen von Medien mit geringer bis mittlerer Viskosität
- Ideal zum Homogenisieren und Suspensieren
- Diese Modelle bilden vornehmlich eine axiale Strömung



## PR 32 Propellerrührer mit Leitring - Technische Daten

Blattabmessung	45 mm
Material	stainless steel AISI 316Ti
Länge	400 mm
Rührwellendurchmesser	8 mm
Max. Drehgeschwindigkeit	2.000 U/min