

TR 20 Turbinenrührer (28 mm)

Artikelnummer: 509-20000-00



Aufgrund der zackigen Form des Rührblatts eignet sich der TR 20 Turbinenrührer bestens zur Herstellung von Emulsionen und das Begasen oder Aufschäumen von Flüssigkeiten in Gefäßen mit folgenden Charakteristika:

- idealer Gefäßdurchmesser: 80 - 140 mm
- idealer Bodenabstand: 14 - 28 mm
- ideale Füllhöhe: 80 - 140 mm
- ideales Volumen: 400 - 2.200 ml

Der TR 20 Turbinenrührer hat eine Gesamtlänge von 400 mm und besteht aus Edelstahl. Seine Rührwelle hat einen Durchmesser von 8 mm.

TR 20 Turbinenrührer (28 mm) - Technische Daten

Blattabmessung	28 mm
Material	Edelstahl V4A
Länge	400 mm
Rührwellendurchmesser	8 mm
Max. Drehgeschwindigkeit	2.000 U/min