

VISCO JET® - 120 mm (POM)

Artikelnummer: 509-16121-00



- Verkürzen Sie Ihre Prozesszeiten und erzielen Sie dabei deutlich bessere Mischergebnisse
- Das Rührprinzip erzielt eine vollständige Entgasung des Mediums – Schaumbildung und Lufteinzug werden wirkungsvoll verhindert
- Selbst bei Medien, die mit konventionellen Rührflügeln nicht mischbar sind, stellt sich eine vollständige Umwälzung ein
- Die besondere Form löst auch bei geringen Drehzahlen eine eigendynamische Strömung aus, die einzigartig ist
- Ein System für nahezu alle Rühraufgaben von niedrig- bis hochviskosen Medien

VISCO JET® - 120 mm (POM) - Technische Daten

Blattabmessung	120 mm
Material	Rührorgan: Kunststoff (POM), Nabe: Messing, Welle: polyamidbeschichtet
Länge	500 mm
Rührwellendurchmesser	10 mm
Für Behälterdurchmesser	170 - 300 mm
Drehzahlbereich	120 - 500 U/min