

Hei-Vac Valve Industrial

Artikelnummer: 591-07210-00



Mit Kondensatkühler und Ansauger

Dieses Chemie-Vakuumsystem findet ein breites Anwendungsgebiet zum Evakuieren, Eindampfen und Abpumpen von Gasen und Dämpfen. Der druckseitige Emissionskondensator ermöglicht die nahezu hundertprozentige Rückgewinnung von Lösungsmitteln.

- Hervorragende Chemikalien- und Kondensatverträglichkeit
- Sehr tiefes Endvakuum von 2 mbar
- Sehr leiser und vibrationsarmer Betrieb
- Besonders hohes Saugvermögen von 3,0 m³/h
- Gewicht: 19,9 kg
- Abmessungen: B275 / H495 / T350 mm

Hei-Vac Valve Industrial - Technische Daten

Gewicht	19,9 kg
Membranpumpe	Ja
Saugleistung	3 m ³ /h
Minimaler Enddruck	2 mbar
Kombinierbar mit Kondensatkühler	Ja
Aufnahmeleistung	250
Abmessungen ohne Kondensatkühler (B/T/H)	350 x 275 x 495 mm