

## Hei-FLOW Value 01 Multi

Artikelnummer: 523-50013-00



Für Standardanwendungen und zum Fördern

- Für Fördermengen mit Einkanalpumpenköpfen von 0,83 - 861 ml/min
- Die Fördermengen mit Mehrkanalpumpenköpfen liegen zwischen 0,005 und 364 ml/min
- Dieser Pumpenantrieb kann mit allen Mehrkanalpumpenköpfen betrieben werden
- Die Fördergeschwindigkeit stellen Sie analog von 10 – 120 U/min ein – die Drehzahl wird selbst bei Lastwechsel konstant gehalten
- Dieses Modell fördert mit einer Regelgenauigkeit von  $\pm 5\%$
- Wählen Sie die Förderrichtung aus: Im Uhrzeigersinn oder umgekehrte Drehrichtung

## Hei-FLOW Value 01 Multi - Technische Daten

Zulässige Umgebungsbedingungen	5 – 31 °C bei 80 % rel. Luftfeuchtigkeit 32 – 40 °C linear abnehmend bis max 50% rel. Luftfeuchtigkeit
Gewicht	7,6 kg
Schutzart DIN EN 60529	IP 55
Anschlussleistung	100 W
Abmessungen (B/T/H)	166 x 256 x 225 mm
Fördermengen Einkanalpumpen	0,83 – 861 ml/min
Fördermengen Mehrkanalpumpen	0,005 – 364 ml/min
Fördermengengenauigkeit (Wasser ohne Gegendruck)	±5 %
Drehzahlbereiche	10 - 120 U/Min
Drehzahleinstellung	Skala
Elektronische Drehzahlregelung	Digital
Regelgenauigkeit Motor	±2 %
Drehrichtung umschaltbar	rechts / links
Motorleistung	100 W
Analoge Schnittstelle	-
Digitale Schnittstelle	-
Fördermengenanzeige	-
Volumendosierung	-
Intervalldosierung	-
Sanftanlauf	-
Elektronische Bremse	-
Anschluss für Fußschalter	-
Dauerbetrieb (24/7)	1
Sicherheitsmerkmal	Überhitzungsschutz