

Hei-FLOW Value 06

Artikelnummer: 523-50060-00



Für Standardanwendungen und zum Fördern

- Für Fördermengen mit Einkanalpumpenköpfen von 4,0 – 4.151 ml/min
- Dieser Pumpenantrieb ist nicht geeignet für den Betrieb mit Mehrkanalpumpenköpfen
- Die Fördergeschwindigkeit stellen Sie analog von 50 – 600 U/min ein – die Drehzahl wird selbst bei Lastwechsel konstant gehalten
- Dieses Modell fördert mit einer Regelgenauigkeit von $\pm 5\%$
- Wählen Sie die Förderrichtung aus: Im Uhrzeigersinn oder umgekehrte Drehrichtung

Hei-FLOW Value 06 - Technische Daten

Zulässige Umgebungsbedingungen	5 – 31 °C bei 80 % rel. Luftfeuchtigkeit 32 – 40 °C linear abnehmend bis max 50% rel. Luftfeuchtigkeit
Gewicht	7,1 kg
Schutzart DIN EN 60529	IP 55
Anschlussleistung	100 W
Abmessungen (B/T/H)	166 x 256 x 225 mm
Fördermengen Einkanalpumpen	4,0 – 4.151 ml/min
Fördermengen Mehrkanalpumpen	-
Fördermengengenauigkeit (Wasser ohne Gegendruck)	±5 %
Drehzahlbereiche	50 - 600 U/min
Drehzahleinstellung	Skala
Elektronische Drehzahlregelung	Digital
Regelgenauigkeit Motor	±2 %
Drehrichtung umschaltbar	rechts / links
Motorleistung	100 W
Analoge Schnittstelle	-
Digitale Schnittstelle	-
Fördermengenanzeige	-
Volumendosierung	-
Intervalldosierung	-
Sanftanlauf	-
Elektronische Bremse	-
Anschluss für Fußschalter	-
Dauerbetrieb (24/7)	1
Sicherheitsmerkmal	Überhitzungsschutz