

Automatikmodul

Hei-VOLUME Distimatic Pro



- ✓ Spart Zeit
- ✓ Erhöht Durchsatz
- ✓ Reduziert Kosten

Spart Zeit. Erhöht Durchsatz. Reduziert Kosten.

Der Umgang mit großen Volumina muss nicht aufwändig und zeitraubend sein: Das Automatikmodul Hei-VOLUME Distimatic Pro ermöglicht eine vollständige Automatisierung der Befüllung und Entleerung eines Hei-VAP Industrial Großrotationsverdampfers.

Echte Arbeitsentlastung durch Automatisierung

- Automatische Be- und Nachfüllung des Rotationskolbens
- Automatische Destillatentleerung durch Überdruck
- Automatische Überdruckentleerung des Rückstands (bei den 24/7 Modellen)
- Automatische Abschaltung aller Systemkomponenten bei Prozessende und bei Störung
- Automatisches Reinigungsprogramm auswählbar



Sehr hohe Benutzerfreundlichkeit

- Intuitive Bedienung durch Drehregler und 7" Touchdisplay
- Nutzerfreundliche Menüführung für die reibungslose Einstellung und Speicherung der Prozessparameter
- Prozessverlaufsanzeige mit Piktogrammen und Farben für die klare Identifikation des Prozessfortschritts
- Abnehmbares Bedienpanel für die Prozesseinstellung auch von entfernten Stellen
- Mehrsprachige Bedienoberfläche



Volle Effizienz und Sicherheit durch smarte Sensorik

- Erhöhte Destillationsraten im Vergleich zum manuellen Betrieb durch Einhalten konstanter Bedingungen
- Kalibrierfreie Sensoren detektieren zuverlässig jedes Medium
- Individuelle Prozesseinstellung durch auswählbare Betriebsmodi (Sensor, Time, Manuell)
- Sicherer Betrieb auch unbeaufsichtigt Tag/Nacht
- Flexible Konfiguration mit Zubehör für noch mehr Sicherheit
- Platzsparende Lösung zur Verarbeitung hoher Volumina
- Kosteneffiziente Alternative zur Anschaffung von größeren Verdampfersystemen



Hei-VOLUME Distimatic Pro

Das Funktionsprinzip





Kombinierbar mit allen Heidolph
Großrotationsverdampfern der
Hei-VAP Industrial Serie

Hei-VOLUME Distimatic Pro Industrial für Glassatz A
591-61210-00

Hei-VOLUME Distimatic Pro 24/7 Industrial für Glassatz A
591-61110-00

Hei-VOLUME Distimatic Pro Industrial für Glassatz R
591-61220-00

Hei-VOLUME Distimatic Pro 24/7 Industrial für Glassatz R
591-61120-00



Erhältlich in Hei-VAP³ Paketen – das um
den Faktor 3 effizientere Verdampfersystem
im Vergleich zum manuellen Betrieb

Hei-VAP³ Pro Industrial High Boiling Package
518-11163-00

Hei-VAP³ Pro Industrial Solvent Recovery Package
518-14162-00

Hei-VAP³ Pro Industrial 24/7 High Boiling Package
518-11165-00

Hei-VAP³ Pro Industrial 24/7 Solvent Recovery Package
518-14164-00

Hei-VAP³ Pro Industrial 24/7 Foaming Package
518-14166-00



Um mehr über unser Hei-VOLUME Distimatic Pro
Automatikmodul zu erfahren, besuchen Sie uns auf
www.heidolph.com

 **heidolph**
research made easy