

# TISCHAUTOKLAVEN

Vorteile auf einen Blick



Flüssigkeit



Kunststoff



Kleidung



Instrumente



Glas

Benutzerfreundliches Verdampfersystem  
und volle Flexibilität der Konfiguration



Speichert bis zu 200 vergangene Zyklen,  
die Sie auf Ihrem PC öffnen können



Bis zu 16 benutzerdefinierte  
Zyklen erstellen



Entwickelt zur Autoklavierung  
vor allem in Ihrem Labor,  
einschließlich Flüssigkeiten



Kein Wasseranschluss  
erforderlich, einfach einstecken  
und Wasser hinzufügen



Benutzerfreundliches  
Verdampfersystem und volle  
Flexibilität der Konfiguration



Optional mit unterschiedlichen  
Körben erhältlich



Erwärmung 95°C–104°C  
Isotherm 80°C–94°C



# STANDAUTOKLAVEN

Vorteile auf einen Blick



Flüssigkeit



Kunststoff



Kleidung



Instrumente



Glas

Vier validierte Zyklen (Glas, Kunststoff, flüssiger A- und flüssiger B-Abfall)



Speichert bis zu 200 vergangene Zyklen, die Sie auf Ihrem PC öffnen können



Bis zu 16 benutzerdefinierte Zyklen erstellen



Entwickelt zur Autoklavierung vor allem in Ihrem Labor, einschließlich Flüssigkeiten



Kein Wasseranschluss erforderlich (2840 ELV-WR und 3870ELV-WR)



Zwei integrierte Temperaturfühler für die Sterilisation von Flüssigkeiten



Optional mit unterschiedlichen Körben erhältlich



Erwärmung 95°C–104°C  
Isotherm 80°C–94°C