

Automatikmodul

Hei-VOLUME Distimatic

Die clevere Art,
unbegrenzt zu destillieren

Mit der einzigartigen Rückstandsabsaugung des Automatikmoduls Distimatic lassen sich unbegrenzte Mengen vollautomatisch im unbeaufsichtigten Dauerbetrieb destillieren:

**24 Stunden am Tag,
7 Tage die Woche.**



- Automatische Zu- und Abfuhr von Ausgangsgemisch und Kondensat
- Nahezu 100%-ige Stofftrennung bei automatisiertem, unbeaufsichtigtem Dauerbetrieb
- Individuelle Bestimmung der Konzentration des Endprodukts, um Eintrocknen, Kristallisation und Pulverbildung zu verhindern
- Automatisierte Nachspeisung kleiner Volumina zur Vermeidung von Schaumbildung
- Austausch der Vorrats- und Produktbehälter auch während des laufenden Prozesses
- Permanente Prozessüberwachung durch Sensoren inkl. vollständiger Systemabschaltung im Notfall
- Mit allen Heidolph Rotations- und Großrotationsverdampfern kompatibel

Hei-VOLUME Distimatic

Automatisch 24/7 destillieren

Das Funktionsprinzip

- 1 Vakuumventil
- 2 Kollektorventil
- 3 Belüftungsventil
- 4 Kondensatpumpe
- 5 Rückstandspumpe



Distimatic Integration Package

Zur Integration in ein bestehendes
Vakuum- und Kühlflüssigkeitssystem
ohne Rückstandsabsaugung

- Hei-VAP Ultimate Control ML G9B XL
- Schlauch-Set
- Distimatic ohne Rückstandsabsaugung

Best.-Nr. 576-82915-00

Distimatic Integration Package 24/7

Zur Integration in ein bestehendes
Vakuum- und Kühlflüssigkeitssystem
mit Rückstandsabsaugung

- Hei-VAP Ultimate Control ML G9B XL
- Schlauch-Set
- Distimatic mit Rückstandsabsaugung

Best.-Nr. 576-83915-00

Distimatic Workstation

Komplettpaket ohne
Rückstandsabsaugung

- Hei-VAP Ultimate Control ML G9B XL
- Hei-CHILL 1200
- Kryo 30 (20 l)
- RS 232 Kabel
- Rotavac Vario Control
- Kondensatkühler für Rotavac Vario Control
- Schlauch-Set
- Distimatic ohne Rückstandsabsaugung
- Heizbadflüssigkeit (5 l)
- 5-l-Verdampferkolben

Best.-Nr. 576-80915-00

Distimatic Workstation 24/7

Komplettpaket mit
Rückstandsabsaugung

- Hei-VAP Ultimate Control ML G9B XL
- Hei-CHILL 1200
- Kryo 30 (20 l)
- RS 232 Kabel
- Rotavac Vario Control
- Kondensatkühler für Rotavac Vario Control
- Schlauch-Set
- Distimatic mit Rückstandsabsaugung
- Heizbadflüssigkeit (5 l)
- 5-l-Verdampferkolben

Best.-Nr. 576-81915-00

Erfahren Sie mehr über unser neues Automatikmodul - Distimatic unter
www.heidolph-instruments.com