

# Technische Daten

## Automatikmodule

Modell	Distimatic Bench-top ohne Rückstandsabsaugung	Distimatic Bench-top mit Rückstandsabsaugung
Kompatibilität (Rotationsverdampfer)	Hei-VAP und Laborota 4000 Serie <sup>3</sup>	Hei-VAP und Laborota 4000 Serie
Separates Bedienpanel	ja	ja
Display	digital	digital
Automatische Zuführung des Gemisches	ja	ja
Automatische Destillatabsaugung	ja	ja
Automatische Rückstandsabsaugung	-	ja
Leistungsaufnahme Steuerbox	50 VA	50 VA
Luftschallpegel	< 80 dB (A)	< 80 dB (A)
Gesamtleistung geschaltete Mehrfachsteckdose	3.500 W	3.500 W
Gewicht	5 kg	5 kg
Abmessungen ohne mont. Komponenten B/T/H	340×135×200 mm	340×135×200 mm
Zulässige Umgebungsbedingungen	5–31 °C bei 80 % rel. Luftfeuchtigkeit, 32–40 °C linear abnehmend bis max. 50 % rel. Luftfeuchtigkeit 0–2.000 m ü. NN, Verschmutzungsgrad 2, Überspannungskategorie II	5–31 °C bei 80 % rel. Luftfeuchtigkeit, 32–40 °C linear abnehmend bis max. 50 % rel. Luftfeuchtigkeit 0–2.000 m ü. NN, Verschmutzungsgrad 2, Überspannungskategorie II
Schutzart	DIN EN 60529 IP 54	IP 54

Modell	Distimatic Industrial ohne Rückstandsabsaugung	Distimatic Industrial mit Rückstandsabsaugung
Kompatibilität (Rotationsverdampfer)	Hei-VAP Industrial und Laborota 20 Serie	Hei-VAP Industrial und Laborota 20 Serie
Separates Bedienpanel	ja	ja
Display	digital	digital
Automatische Zuführung des Gemisches	ja	ja
Automatische Destillatabsaugung	ja	ja
Automatische Rückstandsabsaugung	-	ja
Leistungsaufnahme Steuerbox	50 VA	50 VA
Luftschallpegel	< 80 dB (A)	< 80 dB (A)
Gesamtleistung Mehrfachsteckdose	3.500 W	3.500 W
Gewicht	5 kg	5 kg
Abmessungen ohne mont. Komponenten B/T/H	340×135×200 mm	340×135×200 mm
Zulässige Umgebungsbedingungen	5–31 °C bei 80 % rel. Luftfeuchtigkeit, 32–40 °C linear abnehmend bis max. 50 % rel. Luftfeuchtigkeit 0–2.000 m ü. NN, Verschmutzungsgrad 2, Überspannungskategorie II	5–31 °C bei 80 % rel. Luftfeuchtigkeit, 32–40 °C linear abnehmend bis max. 50 % rel. Luftfeuchtigkeit 0–2.000 m ü. NN, Verschmutzungsgrad 2, Überspannungskategorie II
Schutzart	DIN EN 60529 IP 54	IP 54

Angaben beziehen sich auf das Automatikmodul Distimatic, externe Zubehörteile wurden bei dieser Auflistung nicht berücksichtigt.

<sup>3</sup> Auch mit einzelnen Modellen anderer Hersteller kompatibel, bei Bedarf wenden Sie sich bitte an Ihren Heidolph Ansprechpartner.