

Intelligent Destillieren

MADE IN
GERMANY

3 Jahre Garantie und eine durchschnittliche **Nutzungsdauer von 10 Jahren** machen Ihre Anschaffung zu einer lohnenswerten Investition.

Hei-VAP Industrial + Hei-VOLUME Distimatic Pro = Hei-VAP³ Pro Industrial Paket Spart Zeit – erhöht Durchsatz – reduziert Kosten

Erweiterbar um diverse Peripheriegeräte mit dem Workstation AddOn Industrial Paket

Kosteneffiziente Alternative zu 50l- und 100l-Rotationsverdampfern

Um Faktor 3 höherer Durchsatz im Vergleich zu einem 8-h-Arbeitstag im manuellen Betrieb

Automatische Be- und Nachfüllung des Rotationskolbens

Automatische Destillatentleerung durch Überdruck

Automatische Rückstandsentleerung durch Überdruck (bei 24/7 Paketen)

Automatische Abschaltung aller Systemkomponenten bei Prozessende und bei Störung

Automatisches Reinigungsprogramm für Glaskomponenten und medienführende Schläuche

Volle Effizienz und Sicherheit im unbeaufsichtigten Dauerbetrieb

Kalibrierfreie Sensoren des Automatikmoduls detektieren zuverlässig jedes Medium

Ermöglichung und Einhalten konstanter Bedingungen für höheren Durchsatz

Sichere Verarbeitung hoher Volumina – auch unbeaufsichtigt Tag/Nacht

Benutzerfreundliches Verdampfersystem und volle Flexibilität der Konfiguration

Prozessverlaufsanzeige mit Piktogrammen und Farben für eine klare Identifikation des Prozessfortschritts

Mehrsprachige Bedienoberfläche

Individuelle Prozesseinstellung des Moduls durch auswählbare Betriebsmodi (Sensor, Time, Manuell)

Automatische Nachspeisung des Heizbads

Einfache Reinigung des Heizbads durch verdeckt verbaute Heizspirale und Ablassventil

Platzsparende Lösung mit festem Platz für alle Systemkomponenten am Rotationsverdampfer

Unterbau mit Rollen (optional) für leichte Zugänglichkeit

