

지능적인 농축 시스템

평균 제품 수명 **10년**과 **3년의 무상 보증 기간**으로 뒷받침하며 고객의 선택을 가치있는 투자로 만들어 줍니다.

Hei-VAP Industrial + Hei-VOLUME Distimatic Pro = Hei-VAP³ Pro Industrial Package 시간 절약 - 처리량 증가 - 비용 감축

Workstation AddOn Industrial 패키지에 포함된 다양한 주변장치로 확장 가능

50리터 및 100리터 농축기의 가성비 좋은 대안

8시간 수동 작동에 비해 3배 높은 처리량

자동 충전 및 재충진 회전 농축기

자동 증류액 배출 오버프레셔 이용

잔여물 자동 배출 오버프레셔 이용 (24/7 패키지만 적용)

공정이 끝나거나 문제 발생시 모든 시스템의 자동 차단

유리 부품 및 샘플이 지나가는 모든 튜빙 자동 세척 프로그램

무인 및 연속 사용시 완전한 효율성 및 안정성

교정이 필요없는 센서로 모든 샘플을 안정하게 감지

높은 처리량을 위해 일정한 조건 및 유지

안전한 대용량 공정 - 밤낮으로 무인 작동

사용 가능한 농축기 시스템 완전한 구성으로 높은 효율성 달성

가이드 메뉴 모든 공정 조건의 원활한 설정 및 저장을 위한 Hei-VOLUME Distimatic Pro 자동 모듈

다중 언어 사용자 인터페이스

선택 가능한 작동 모드(센서, 시간, 수동모드)를 통한 개별적인 공정 설정

자동 리필기능 가열 수조

히팅 코일 및 배수 밸브가 가려져 있어 가열 수조의 세척 용이

공간 절약 솔루션 회전 농축기상의 모든 시스템 부품을 위한 고정된 장소

바퀴가 있는 하부구조(별매)로 이동 하여 사용 가능

