

Multi Reax

Kraftvoll durchmischen – Probendurchsatz erhöhen – Zeit sparen



Der 3mm-Schüttelorbit in Kombination mit einer Umdrehungszahl von 150–2.000 U/min garantiert beste Mischergebnisse

Auf den Vortexer können zwei unterschiedliche Adapter aufgebracht werden: für 12 Gefäße mit 16–32 mm Ø oder 26 Gefäße mit 10–16 mm Ø

Komfortable Einbuchtungen garantieren sicheren Halt beim Transport des Gerätes

Mit dem Drehknopf kann die Drehzahl stufenlos eingestellt werden. Auf dem Display werden die Parameter genau angezeigt

Durch den integrierten Timer können Prozessschritte gezielt durchgeführt werden