

Kraftvoll

Rühren



MADE IN
GERMANY

3 Jahre Garantie und eine durchschnittliche **Nutzungsdauer von 10 Jahren** machen Ihre Anschaffung zu einer lohnenswerten Investition.

Modernste Motorentechnologie für maximale Leistung bei **minimaler Geräuschentwicklung - unter 50 db**

Das **übersichtliche Glas-Display mit Touch-Elementen** erleichtert die Menüführung

Das versiegelte Gehäuse entspricht der hohen **Schutzklasse IP 54** und ist für den **jahrelangen wartungsfreien Dauereinsatz** in aggressiver Umgebung ausgelegt

Quick-Chuck Schnellspannfutter ermöglichen einen einfachen **Wechsel der Rührflügel mit nur einer Hand - ganz ohne Werkzeug**

Mit **kostenfreier Hei-Control Software** für alle Hei-TORQUE Precision Modelle für eine **zuverlässige Automatisierung** aller Prozesse



Der Übertemperaturschutz **verhindert zuverlässig Unfälle durch Überhitzung** – gerade im zeitlich uneingeschränkten Dauerbetrieb

Mehr Sicherheit durch individuelle Leistungskontrolle: Stellen Sie die **Intensität des Anlaufs**, die maximale **Rotationsgeschwindigkeit** sowie das maximale **Drehmoment** Ihrer Anwendung entsprechend ein

Die abgedichtete Bedienoberfläche aus Glas erhöht die Dichtigkeit des Gehäuses und schützt somit Elektronik und Mechanik

Sicherheitsbedachte Start/Stop Touch-Funktion - um ein ungewolltes Einschalten zu vermeiden

USB- und Standard RS 232 Schnittstelle für Prozessdokumentation und Reproduzierbarkeit

VISCO JET® Rührflügel vermischen Medien, die mit konventioneller Technik nicht mischbar sind – **auch bei Gelen** stellt sich eine **vollständige Umwälzung** ein