

Intelligent Destillieren



MADE IN
GERMANY

3 Jahre Garantie und eine durchschnittliche **Nutzungsdauer von 10 Jahren** machen Ihre Anschaffung zu einer lohnenswerten Investition.

Während der Anwendung wird der Verdampferkolben zur besseren **Reaktionskontrolle** beleuchtet

Eine Schutzhaube aus Metall und Sicherheitsglas verhindert jeden Kontakt mit dem Heizbad bei voller **visueller Reaktionskontrolle**

Intuitive Bedienung durch das moderne Touch-Panel

Einfache Entnahme und Befestigung des Verdampferkolbens durch das neue **EASY LOCK Kolbenfixiersystem**

Ein Sensor misst den Füllstand des Wasserbades und **verhindert** ein **Überlaufen** beim Eintauchen des Verdampferkolbens

Höchste Sicherheit: Glassatz und Auffangkolben hinter einer robusten PMMA-Schutzscheibe

Justierbare Kolbenfixierung zum sicheren **Wechsel des Verdampferkolbens durch EINE Person** ohne fremde Hilfe

Ein Kassettensystem gibt den Auffangkolben **sicheren Stand** auf **ebenen Flächen**

Verdeckte Heizwendel und ein Bodenablassventil garantieren eine **einfache Reinigung des Heizbades**

Die einzigartige Dichtigkeit des Systems führt zu einem **höheren Durchsatz bei reduziertem Energieverbrauch**

Der Übertemperaturschutz schaltet bei unkontrolliertem Aufheizen das Bad ab. Bei Überdruck und Glasbruch wird das **Gerät vollständig abgeschaltet**

Die automatische Wasserbadnachspeisung sorgt immer für **ausreichend Flüssigkeit im Heizbad**

Automatikmodul Distimatic Industrial – Wählen Sie zwischen **Batch- oder Dauerbetrieb** – dies stellt eine kostengünstige Alternative zu 50 und 100 Liter Verdampfern dar

Keine wiederholte Eingabe von Prozessparametern durch die Speicherung von bis zu 999 Rampen mit jeweils 250 Steps

