

# Automatisch 24/7

## Destillieren



MADE IN  
GERMANY

**3 Jahre Garantie** und eine durchschnittliche **Nutzungsdauer von 10 Jahren** machen Ihre Anschaffung zu einer lohnenswerten Investition.

Automatisierte Destillation in **zwei verschiedenen Programmen** möglich


Die **automatisierte Rückstandsabsaugung** ermöglicht es, selbst den Rückstand in ein Auffanggefäß abzuführen

Das Automatikmodul Distimatic Bench-top kann dank des platzsparenden Designs **unter einem standardmäßigen Laborabzug** betrieben werden

Das **Lösungsmittel wird automatisch zugeführt** und das **Kondensat kontinuierlich abgeführt**

Das Automatikmodul Distimatic ist **mit allen Hei-VAP Rotationsverdampfern (Distimatic Bench-top) und Hei-VAP Industrial Großrotationsverdampfern (Distimatic Industrial) kompatibel**

Im automatisierten, unbeaufsichtigten Dauerbetrieb erzielen Sie eine **nahezu 100 %ige Stofftrennung**



**Frei einstellbare Parameter** ermöglichen ein umfangreiches Anwendungsspektrum und garantieren eine exakte Justierung

Im Notfall **schaltet sich das komplette System vollständig ab**

Schaumbildung wird durch die **automatisierte Nachspeisung** von sehr kleinen Volumina vermieden