

Präzise

Fördern und Dosieren



MADE IN
GERMANY

3 Jahre Garantie und eine durchschnittliche **Nutzungsdauer von 10 Jahren** machen Ihre Anschaffung zu einer lohnenswerten Investition.

Sicherheit beim unbeaufsichtigten Dauerbetrieb:
Der Motor wird bei dauerhafter Überlastung abgeschaltet, um eine Überhitzung von vornherein auszuschließen

Alle Modelle erfüllen die hohe **Schutzklasse IP 55** und vermeiden Korrosion und Kurzschlüsse

Höchste Präzision selbst bei minimalen Fördermengen von 0,005 ml/min



Die Verwendung mit einer optionalen Fernbedienung erlaubt den **Betrieb hinter geschlossenen Abzugshauben** und erleichtert Abfüllvorgänge

Motoren mit Sanftanlauf **schützen zuverlässig vor spritzenden Medien:** Die Geschwindigkeit wird langsam auf die eingestellte Drehzahl hochgefahren

Für Anwendungen in der Biologie:
Der Pumpenkopf mit konvex geformten Rollen ermöglicht **zellschonendes Fördern**