

PRÄZISE HEIZEN & RÜHREN: HEI-PLATE MIX 'N' HEAT MAGNETRÜHRER

HOCHBESTÄNDIGE HEIZPLATTE

FEUERFESTES GEHÄUSE

800 W

MADE IN
GERMANY

3 Jahre Garantie auf alle
Geräte sowie eine durch-
schnittliche Nutzungs-
dauer von über 10 Jahren

Hei-PLATE Mix 'n' Heat Core⁺

Schnittstelle für mehr Präzision

Für den Pt1000 zur genaueren
Messung der Temperatur im Aufbau

Zwei Heizmodi (FAST und PRECISE)
behandeln je nach Aufbau Ihre Pro-
ben optimal

Robust und langlebig für alle Herausforderungen im Labor

Kera-Disk® Aufstellfläche – kratzfest, feuerfest,
chemikalienbeständig und leicht zu reinigen

Feuerfestes Alu-Druckguss Gehäuse

Neues, innovatives Korpusdesign bietet zusätzlichen
Schutz vor Verbrennungen, sicheres Handling und
leitet Flüssigkeiten zuverlässig vom Gerät ab

Intuitive Bedienung für den schnellen Start

Standby-Taste im Blickfeld fürs einfache Ein-/
Ausschalten des Geräts

Display, um die Soll-Werte einzustellen und die
Ist-Werte jederzeit im Blick zu haben

Sperrfunktion der Drück-Drehregler schützt vor
versehentlichem Verstellen der Werte

LED-Leuchtringe für die leichte Erkennung der
aktiven Funktionen sowie der Restwärme



ZUBEHÖR-EMPFEHLUNG



Silikonabdeckung



Temperaturfühler



Heiz- und
Badaufsätze



Hochleistungskühler