

강력한 교반



MADE IN
GERMANY

평균 제품 수명 **10년**과 **3년의 무상 보증 기간**으로 뒷받침하며 고객의 선택을 가치있는 투자로 만들어 줍니다.

최신 모터로 **50dB 이하의 최저 소음 수준**에서 최대 파워 성능

유리로 만든 직관적인 터치 패널 손쉬운 작동

엄격한 보호 등급 IP 54를 준수한 밀폐식 하우징으로 긴 수명과 유지보수가 필요 없으며, **24시간 작동가능**하고 열악한 환경에서도 안전보장

고유의 Quick-Chuck으로 별도의 도구 없이도 즉각적이고 편리한 “원 핸드” 임펠러 변경 및 분리 장착 가능

무료 Hei-Control 소프트웨어를 통한 모든 Hei-TORQUE Precision 모델의 공정 조건 자동화 및 저장



과열 센서로 특히 연속 작동에서의 **가열 상황 방지**

개별적인 성능 제어로 최고의 안정성: 실험에 맞는 초기 조건 최대 **회전 속도**, 및 최대 **토크 한도** 설정

유리로 만든 밀폐식 패널로 전체 하우징의 **견고성 증가**

슬라이드 터치 패널을 통한 **작업의 안전한 시작 및 정지**로 의도하지 않은 작동 방지

기록 및 재현성을 위한 USB 및 표준 RS 232 인터페이스

고유의 VISCO JET® 임펠러를 통해 **겔과 같은 고점도 샘플을 손쉽게** 믹싱하여 공정 시간 단축