

산업용 농축



평균 제품 수명 10년과 3년의 무상 보증 기간으로 뒷받침하며 고객의 선택을 가치있는 투자로 만들어 줍니다.

불이 들어오는 수조와 농축용 플라스크로 완벽한 시각 제어 가능

금속 프레임 및 안전 유리로 구성된 가드 후드로 수조를 완전히 감싸며 동시에 명료하고 실시간으로 모니터링 제공

새로운 EASY LOCK 플라스크 어태치먼트로 1인 사용자의 안전한 플라스크 교체 가능

업계를 선도하는 진공 누수 방지 기능 덕분에 더 적은 에너지 소비량으로 처리량은 증가

수위 조절 시스템 기능으로 실험실 내 물 넘침 및 침수 발생 가능성 방지

탁월한 사용자 안전성: 콘덴서 및 회수용 플라스크는 고강도 투명 PMMA 도어로 보호

고유의 자기 정렬식 플라스크 지지 시스템으로 효율적인 "1인 작동" 가능

보이지 않는 가열 코일 수조의 가장 편리하고 가장 빠른 청소를 보장

회수 카세트가 자립형 지지를 제공하는 동시에 글래스웨어 파손으로부터 보호

직관적인 터치스크린 제어로 작동이 용이

수조 과열 상황, 과압, 유리 파손시 장치가 완전히 전원 차단

가열 용기 용액이 없을 경우 : 수조에 용액이 충전이 되어져 안전하게 사용 가능

시간 절약 최대 999개의 공정 조건과 250개 사전 프로그램 셋팅 가능



자동 모듈 - Distimatic Industrial - 무제한으로 배치 및 연속 농축 - 일반 50~100리터의 농축기에 대한 합리적 대안