

Intelligent Destillieren



MADE IN
GERMANY

3 Jahre Garantie und eine durchschnittliche **Nutzungsdauer von 10 Jahren** machen Ihre Anschaffung zu einer lohnenswerten Investition.

Neue FDA-konforme, transparente und UV-resistente Vakuum- und Kühlflüssigkeitsverschlauchung mit **höchster chemischer Beständigkeit**

Bis zu 40% höhere Verdampfungsrate mit der neuen branchenführenden Kühlfläche von **2200 cm²** bei **allen XL Glaskühlern**

Neue hochbeständige und langlebige Vakuumdichtungen für den **jahrelangen Dauereinsatz reduzieren Ersatzteilkosten um bis zu 75%**. Spezielle FFKM Dichtung für Anwendungen mit extrem aggressiven Lösungsmitteln

Innovatives Einleit- und Belüftungsventil mit Gewindeverbindungen für **höchste Dichtigkeit und fettfreies Verdampfen**

Einfachste Bedienung ohne Festsitzen mit dem bewährten Verbindungssystem aus Easy-Clip mit Kolbenabdrück-Funktion und patentierter **Dampfdurchführung mit Klemmhülse**

210 °C Sicherheits-Heizbad verfügt über Tragegriffe und Ausgießer und schaltet bei Wassermangel sowie 5 °C Übertemperatur komplett ab

Abnehmbares Panel in neuem Design, für die **sichere und bequeme Bedienung** außerhalb geschlossener Abzugshauben

Kabelverbindung mit Schutzklasse IP 67 **schützt vor Korrosionen und Kurzschlüssen**

Für grenzenloses Verdampfen: In Verbindung mit dem Automatikmodul Distimatic Bench-top können Sie unbegrenzt und automatisiert Destillieren im 24/7 Betrieb. Die günstige Alternative zum Großrotationsverdampfer

Höchste Sicherheit durch separatem Ein/Aus Schalter für **kontrollierte Heizfunktion** mit Leuchtanzeige bei aktivem Aufheizen

Metallverbindung zur Grundkonsole **verhindert ein Abkippen** es gefüllten Bades