

Intelligent Destillieren



MADE IN
GERMANY

3 Jahre Garantie und eine durchschnittliche **Nutzungsdauer von 10 Jahren** machen Ihre Anschaffung zu einer lohnenswerten Investition.

Schliffloser Kühleraufbau: Belüftungskappe mit PTFE-Inlay und Gewindeverbindung **vermeidet festsitzendes Glas**

Bis zu 40% höhere Verdampfungsrate mit einer Kühlfläche von 2.200 cm² bei allen XL-Glaskühlern

Hochbeständige und langlebige PTFE-Vakuumdichtungen für **jahrelangen Dauereinsatz**

Das patentierte Verbindungssystem aus Easy-Clip mit Kolbenabdrückfunktion und die **Dampfdurchführung mit Klemmhülse** verhindern festsitzende Glasteile

Für alle Anforderungen das passende Bedienkonzept: **mit digitaler Anzeige oder innovativem Touchdisplay** – auf Wunsch auch mit Control-Box als Control-Variante zum zusätzlichen Ansteuern von Vakuum und Hei-CHILL Umlaufkühler

Das 210°C-Sicherheitsheizbad verfügt über Tragegriffe und Ausgießer und schaltet bei Wassermangel sowie 5°C Übertemperatur komplett ab

Alle Modelle verfügen für den **Schnellzugriff** zusätzlich über separate Drehknöpfe mit **LED-Ringen zur Anzeige der aktiven Funktionen**

Kabelverbindungen mit **Schutzklasse IP 67** schützen vor Korrosionen und Kurzschlüssen

Für grenzenloses Verdampfen: In Verbindung mit dem Automatikmodul Distimatic unbegrenzt und automatisiert im 24/7 Betrieb destillieren. Die günstige Alternative zum Großrotationsverdampfer

Standby-Funktion und Restwärmewarnung bei Heizbadtemperaturen über 50°C

Metallverbindung zur Grundkonsole **verhindert ein Abkippen** des gefüllten Bades