

자동 모듈 24/7 농축 시스템



평균 제품 수명 **10년**과 **3년의 무상 보증 기간**으로 뒷받침하며 고객의 선택을 가치있는 투자로 만들어 줍니다.

무인 증류 자동화 두 가지 다른 모드

농축용 플라스크의 자동 재충진 및 연속 농축물 자동 배출

잔여물 자동 배출: 농축용 플라스크의 잔여물이 배출됨

모든 Hei-VAP 회전 농축기 (Distimatic Bench-top) 및 Hei-VAP Industrial 대용량 회전 농축기 (Distimatic Industrial)와 호환됨

자동 모듈 Distimatic Bench-top은 공간 절약 디자인으로 일반 실험 후드 내에서 사용 가능

실험이 자동 및 무인으로 100%에 가까운 용매 분리 공정 완료됨



개별적인 필요에 따른 설정 조정을 위한 다양한 실험에 적용 가능

비상 시 전체 시스템의 완전한 전원 차단

소량을 지속적으로 주입해 범핑 제거