

# Zertifikat

**Bescheinigung für den  
zeitlich uneingeschränkten Dauerbetrieb  
von Rotationsverdampfern der Hei-VAP Serie**

Die Rotationsverdampfer der Hei-VAP Serie sind mit Übertemperatur-Schutz-  
einrichtungen gemäß DIN EN 61010-1:2001 und DIN EN 61010-2-010:2014 ausgestattet  
und somit für den zeitlich uneingeschränkten Dauerbetrieb geeignet.

Voraussetzung ist ein ordnungsgemäßer Betrieb nach Betriebsanleitung und die  
Arbeitsweise nach den allgemeinen anerkannten Regeln der Sicherheitstechnik  
und Arbeitsmedizin, der Laborrichtlinie, der Unfallverhütungsvorschriften und der  
Gefahrstoffverordnung.

S c h w a b a c h ,   i m   J a n u a r   2 0 1 9



Stefan Peters

Leitung Forschung & Entwicklung



Marcell Sarré

Leitung Qualitätsmanagement / Qualitätssicherung