

## Reax control

P/N: 541-11000-00



El modelo preciso con escala de revoluciones

Este modelo reúne las características más destacadas del "hermano pequeño" del Reax Top: velocidad de rotación de hasta 2.500 rpm y órbita de agitado de 5 mm.

El control electrónico de las revoluciones y la escala del indicador de velocidades permiten realizar ajustes precisos. De esta manera, si una aplicación requiere una determinada velocidad, el agitado será más suave. Los organismos sensibles al esfuerzo de cizallamiento permanecen especialmente protegidos gracias a la velocidad constante en el rango bajo.

## Reax control - Datos técnicos

Protección frente a sobrecalentamientos	autorreponible
Condiciones ambientales permisibles	5 - 31 °C con una humedad relativa del 80 % 32 - 40 °C disminuye linealmente hasta un máx. del 50 % de humedad relativa
Peso	2,8 kg
Protección clase (EN 60529)	IP 22
Temporizador	-
Rango de velocidades de rotación	0 - 2.500 rpm
Potencia de entrada	51
Dimensiones (An./P./Al.)	134 x 172 x 105 mm
Carga máxima	-
Modo de funcionamiento	automático o continuo
Establecimiento de la velocidad de rotación	analógico
Órbita/Desplazamiento	5 mm
Tamaño de plataforma	-
Accesorios incluidos	-
Ángulo	-
Movimiento	vibratorio
Rango de temperatura ambiente (funcionamiento)	-
Rango de temperatura ambiente (almacenamiento)	-
Interfaces	-
Usable area	-
Altitud de instalación	-