

Rotamax 120

P/N: 544-41200-00



El modelo compacto con una masa de sobrecarga de hasta 2 kilos

Con su ahorro de espacio y una masa de sobrecarga de hasta 2 kilos, este agitador es capaz de dominar perfectamente todas las aplicaciones.

El control de velocidad regulable (20-300 rpm) y la órbita de 20 mm garantizan una distribución homogénea. Permite realizar las aplicaciones en modo de funcionamiento continuo o mediante un temporizador (máximo 120 minutos).

Rotamax 120 - Datos técnicos

Protección frente a sobrecalentamientos	autorreponible
Condiciones ambientales permisibles	5 - 31 °C con una humedad relativa del 80 % 32 - 40 °C disminuye linealmente hasta un máx. del 50 % de humedad relativa
Peso	5,5 kg
Protección clase (EN 60529)	IP 30
Temporizador	sí (máx. 120 min.)
Rango de velocidades de rotación	20 - 300 rpm
Potencia de entrada	33
Dimensiones (An./P./Al.)	245 x 310 x 125 mm
Carga máxima	2 kg
Modo de funcionamiento	temporizador o continuo
Establecimiento de la velocidad de rotación	control electrónico
Órbita/Desplazamiento	20 mm
Tamaño de plataforma	220 x 220 mm
Accesorios incluidos	alfombrilla de goma antideslizante
Ángulo	-
Movimiento	orbital
Rango de temperatura ambiente (funcionamiento)	-
Rango de temperatura ambiente (almacenamiento)	-
Interfaces	-
Usable area	-
Altitud de instalación	-